


CATÁLOGO DE  
PRODUCTOS  
BIOMÉDICOS



Techno  
Health  
MEJORAMOS VIDAS

MEJORAMOS VIDAS

**OFICINA CÓRDOBA**

Paraguay 970 (esq. Pueyrredon ) Piso 1° B  
Córdoba - 5000 - Argentina

Tel./Fax: +54 (351) 446 4426

+54 (351) 460 9964

Cel.: +54 (351) 210 0088

Email: cotizaciones@technohealth.com.ar

Email: info@technohealth.com.ar

**OFICINA SANTA FE**

Urquiza 3225 Piso 5 A

Santa Fe - 3000 - Argentina

Tel./Fax: +54 (342) 456 3701

Cel.: +549 (342) 511 6161

Email: administracionstafe@technohealth.com.ar

Techno Health  
Company Authorized by

**Boston  
Scientific**

# Cardiología Intervencionista Coronaria (IC)

## CARACTERÍSTICAS

### ESTRUCTURAL

- N** WATCHMAN **1** · Dispositivo para cierre de orejuela auricular.
- N** LOTUS **2** · Válvula percutánea aórtica mecánicamente expandible y reposicionable.

### STENTS CORONARIOS

- N** REBEL · Stent coronario metálico sobre plataforma Pt-Cr
- N** PROMUS Premier **3** · Stent Coronario liberador de Everolimus sobre plataforma de Pt-Cr y polímero PVDF-HFP
- N** SYNERGY · Stent Coronario liberador de Everolimus sobre plataforma de Pt-Cr y polímero BIOABSORBIBLE.

### BALONES CORONARIOS

- ★ MAVERICK 2 Monorail · Balón coronario de predilatación, complaciente, monorail.
- ★ MAVERICK OTW · Balón coronario de Predilatación, Complaciente, OTW.
- ★ QUANTUM MAVERICK Monorail · Balón coronario de Postdilatación, no complaciente, alta presión, monorail.
- ★ APEX FLEX / Push · Balón coronario de Predilatación para oclusiones totales / Recanalizaciones / Tortuosidad

### ACCESO VASCULAR

- GATEWAY PLUS Y-ADAP · Llave de dos vías.
- SUPERSHEAT · Introdutor valvulado.
- CONVEY · Catéter guía.
- CHOICE (Flop/Int/Std/ES) · Guía Coronaria para diferentes aplicaciones.
- PT2 (LS/MS) · Guía Coronaria para Lesiones Complejas / Oclusiones totales.
- Kinetix ATC / PLUS · Guía Coronaria con Punta Blanda para diferentes aplicaciones.
- ENCORE 26 · Insuflador.
- ADVANTAGE 26 · Insuflador con accesorios.
- ESSENTIAL KIT · Kit de accesorios: Adaptador en Y - rotador de guía - aguja.
- IMPULSE · Catéter Diagnóstico / Angiográfico.
- ADDWIRE EXTENSION WIRE · Extensión de Guía.

### ATERECTOMIA

- ★ ROTABLATOR Console 5000 · Consola para Aterectomía Rotacional.
- ★ ADVANCER · Interfaz para Aterectomía Rotacional.
- ★ ROTAWIRE · Guías para Aterectomía Rotacional.
- ★ ROTALINK BURR KIT ATERECTOMIA · Olivas para Aterectomía Rotacional.
- Kit para tratamiento de lesiones calcificadas

### IVUS

- ★ iLab system · Equipo para EcoCardiografía Intracoronaria.
- ★ OPTICROSS **4** · Transductor rotacional para ecografía intracoronaria.

### CUTTING BALLOON

- N** FLEXTOME · Balón de corte con Aterótomos para ATC controlada.

**N** Producto nuevo



**1**

WATCHMAN



**2**

LOTUS



**3**

PREMIER



**4**

OPTICROSS

# Cardiología Intervencionista Periférica (PI)

## CARACTERÍSTICAS

### METALLIC STENTS

- N** INNOVA **1** · Stent autoexpandible sistema doble celda de 6fr. de hasta 200mm de longitud.
- ★ WALLSTENT UNISTEP PLUS · Stent Periférico auto expandible con sistema de liberación reposicionable.
- ★ WALLSTENT ILIAC UNISTEP PLUS · Stent Ilíaco auto expandible con sistema de liberación reposicionable.
- ★ CAROTID WALLSTENT MONORAIL **2** · Stent Carotídeo auto expandible de celda cerrada, perfil 5F con sistema de liberación reposicionable.
- ★ EXPRESS VASCULAR SD · Stent Renal Monoriel con celda cerrada para Ostium.
- ★ EXPRESS VASCULAR LD · Stent Periférico balón expandible.
- ★ EPIC STENT · Stent Periférico de Nitinol autoexpandible de bajo perfil (6F) con doble sistema de liberación.
- ★ WALLGRAFT · Endoprótesis Recubierta Autoexpandible con Sistema de liberación reposicionable.

### EMBOLIC PROTECTION

- ★ MODEL-FW EZ · Sistema Filtro de Protección Embólica Distal.

### VENA CAVA FILTER

- ★ GREENFIELD · Filtro de vena cava de acero inoxidable para acceso femoral o yugular.

### ANGIOPLASTY

- XXL · Balón periférico para grandes vasos.
- SV · Balón periférico para pequeños vasos.
- RANGER · Catéter balón dilatación liberador de Paditaxel.
- Ultra Thin Diamond SDS · Balón periférico.
- USSV · Balón carotídeo.
- Sterling · Balón Periférico de alto empuje y bajo perfil (4F).

### PERIPHERAL CUTTING B

- ★ PCB CUTTING BALLOON · Balón de corte con Aterótomos para ATP controlada.

### GUIDEWIRES

- STAR · Guías Periféricas para aplicaciones diagnósticas.
- Amplatz Super Stiff · Guías Periféricas de Alto Soporte para ATP.
- Magic Torque · Guías Periféricas ATP para Acceso en arterias tortuosas.
- ZipWire · Guías Periféricas ATP - Hidrofílica - para recanalizaciones / oclusiones totales.
- Thruway · Guías Periféricas ATP - Hidrofílica - para recanalizaciones / oclusiones totales.

### CATHETERS

- N** RUBICON **3** · \* Para tratamiento de oclusiones totales.
- N** OFFROAD **4** · Catéter de soporte de 0.014", 0.018 y 0.35"
- N** TRUEPATH **5** · Sistema de catéter de reentrada para lesiones complejas.
- Dispositivo para oclusiones crónicas Totales.

### PERIPHERAL EMBOLISATION

- N** INTERLOCK - 18 **6** · Coils fibrados de liberación mecánica.
- N** RENEGADE ST **7** · Microcatéter para embolización.
- N** INTERLOCK - 35 · Sistema de oclusión IDC con fibras.
- N** IMAGER II **8** · Catéter angiográfico de 0.35"
- N** VORTX - 18 Y VORTX - 35 · Coils empujables.
- N** CONTOUR · Partículas de embolización.



**1**

INNOVA



**2**

CAROTID



**3**

RUBICON



**4**

OFFROAD

# Endoscopia (ENDO)

## CARACTERÍSTICAS

### STENTS METÁLICO

ULTRAFLEX

WALLFLEX BILIAR **1**

WALLSTENT BILIAR

WALLFLEX DUODENAL

WALLFLEX COLÓNICO

WALLFLEX ESOFÁGICO

- Stent Esofágico: autoexpandible de Nitinol con liberación distal y proximal por sutura.
- Stent Biliar RX: autoexpandible de Platinol, liberación unistep con cobertura de permalume total o parcial o sin cobertura.
- Stent Biliar RX: autoexpandible de Nitinol, liberación unistep con cobertura de permalume o sin cobertura.
- Stent Duodenal: autoexpandible de Nitinol, liberación unistep, excelente visión radiológica.
- Stent Colónico: autoexpandible de Nitinol, liberación unistep, excelente visión radiológica.
- Stent esofágico de platinol, autoexpandible, con o sin cobertura, removible y no removible

### DILATACIÓN

CRE **2**

CRE WG

RIGIFLEX II

ALLIANCE II

ALLIANCE II

- Balón Esofágico: Triple expansión radial controlada con guía fija 180cm.
- Balón Dilatación esofágica, pilórica, colónica: Triple expansión radial controlada con guía removible de 240cm.
- Balón acalasia: Con guía metálica 038 y marcadores radiopacos.
- Jeringa insufladora: Con manómetro para insuflar balones Cre.
- Pistola mecánica: Para adaptar jeringa insufladora y canastilla litotriptora.

### HEMOSTASIA

OPTIFLO

INTERJET

GOLD PROBE

SPEEDBAND SUPER 7

RESOLUTION CLIP **3**

- Aguja de Escleroterapia: Con doble canal de lavado.
- Aguja de Escleroterapia: Cateter en estrella para retroflexión.
- Sonda bipolar: Incluye aguja de escleroterapia, electrodos de oro distal en espiral.
- Bandas para ligadura de varices esofágicas: set de 7 bandas.
- Clip de Hemostasia: Precargado al sistema de liberación, listo para su uso. Reposicionable hasta 5 veces.

### VIA BILIAR

CANULA RX

MIKRONIFE

AUTOTOME

ULTRATOME

EXTRACTOR XL

EXTRACTOR RX

HURRICANE RX

TRAPEZOID

FLEXIMA

ADVANIX

- Cánula: Simple lumen, precurvada.
- Cuchillo de precorte: Triple lumen.
- Papilótomo RX: Triple lumen, punta rotatable.
- Papilótomo XL: Triple lumen.
- Balón extractor de cálculo XL: Triple lumen.
- Balón extractor de cálculo RX: Dos tamaños de balón en un solo cateter, triple lumen.
- Balón dilatación biliar: Triple lumen.
- Canastilla de Dormia: Litotriptora, con punta de plata.
- Stent biliar plástico: Hidrofílico de poliurtano con introductor.
- Stent biliar premontado doble Pigtail.

# Endoscopia (ENDO)

## CARACTERÍSTICAS

### ALIMENTACION ENTERAL

BUTTON KIT

BOTON DE GASTROTOMÍA  
PULL GASTRO

ONE STEP BUTTON

SONDA DE ALIMENTACIÓN  
BOLUS STRAIGHT Ó CONTINUOUS  
RIGHT ADAPTOR

J-TUBE

- Kit de botón de gastrotomía: 18fr y 24fr con juego de jeringa y sondas.
- Botones de reemplazo inflables.
- Set de gastrotomía endoscópica: 20fr y 24fr, set completo con tijera y bisturí, set de colocación inicial.
- Kit inicial de gastrotomía con botón: 18fr y 24fr, para colocación inicial de boton en un solo paso.
- Sonda de alimentación con balón inflable.
- Adaptador de alimentación: Sonda para adaptar al botón y alimentar tanto por bomba alimentadora como por jeringa.
- Tubo de alimentación yeyunal para PEG

### POLIPECTOMÍA

SENSATIONS

ROTATABLE SNARE OVAL  
HOT BIOPSY

### BIOPSIA

RADIAL JAW 4

RADIAL JAW 4  
MULTIBITE 4

- Asa polipectomía : Asa oval trifilamento 13mm, 27mm y 30mm.
- Asa rotatable: Cabeza móvil en 13 y 20mm.
- Pinza caliente: Para pólipos pequeños.

- Pinza biopsia gástrica: 160 cm, con o sin aguja.
- Pinza biopsia colónica: 240cm, con o sin aguja.
- Pinza biopsia para múltiples muestras: De 160cm o 240cm, hasta tres muestras.

### GUIAS

JAGWIRE

HYDRAJAGWIRE

- Jagwire: Hidrofílica de 0.035 y 0.025, x 260 y 450 cm de largo, punta standart y punta super rígida.
- Hydrajawire: Hidrofílica de 0.035, x 260 y 450 cm de largo, doble punta, standart y punta super rígida.

### ECOENDOSCOPIA

ULTRASONIDO

- Aguja de ultrasonido para ecoendoscopia.

### PULMONAR

CYTOL BRUSH

JAGWIRE

RADIAL JAW 4

ULTRAFLEX

- Cepillo de citología: 1.7mm por 140cm.
- Guía hidrofílica: 180cm x 0.035.
- Pinza biopsia pulmonar: con y sin aguja para canal 1.8
- Stent traqueobronquial autoexpandible de nitinol.

# MEJORAMOS VIDAS



5

6

7

8

TRUEPATH

INTERLOCK

RENEGADE

IMAGER II



1

2

3

WALLFLEX

BALON CRE

RESOLUTION CLIP

## CARACTERÍSTICAS

### STENT METÁLICOS

#### WALLSTENT UNI

- Stent biliar autoexpandible de nitinol, liberación unistep, reposicionable.

### CATETER DE DRENAJE

#### FLEXIMA ALL PURPOSE

- Cateter de drenaje multipropósito con durómetros regular o firme de 8,10.12 y 14fr.

#### FLEXIMA BILIARY

- Cateter de drenaje biliar interno externo de 8,10.12 y 14fr con o sin marca radiopaca al comienzo de la fenestra.

#### FLEXIMA NEPH

#### ACCUSTICK II

- Cateter de nefrostomía de 8,10.12 y 14fr.

- Set introductor para cateteres de drenajes.

### BIOPSIA

#### EASY CORE

- Aguja de biopsia hepática.

### RADIOFRECUENCIA

#### FLeVeem

#### RF 3000

- Aguja de radiofrecuencia.
- Equipo de radiofrecuencia.

### DILATACIÓN

#### MODEL ENCORE

- Insuflador.

### GUIAS

#### AMPLATZ SUPER STIFF

#### ZIPWIRE

#### G/WIRE

- Super rígida de 145y 260 cm.
- Hidrofílica, radiopaca.
- Hidrofílica de Nitinol.

## Estimulación Eléctrica (CRM)

## CARACTERÍSTICAS

### MARCAPASOS

#### MODELOS ALTRUA · PROPONENT

#### · ACCOLADE 1

- Batería de longevidad estandar y extendida.
- Pro MRI y no MRI.

Marcapasos unicamerales o bicamerales multiprogramables. Con sensor de ventilación por minuto y acelerómetro. Test post operatorio. Garantía 5 años unicameral 8 años Bicameral.

### DESFIBRILADORES

#### FAMILIA DYNAGEN MINI 2

- Dispositivo mas pequeño y delgado del mundo.

Cardiodesfibrilador automático implantable 41J unicameral o bicameral con terapia escalonada para el tratamiento de las bradicardias, taquicardias y fibrilación auricular.

### DESFIBRILADOR SUBCUTANEO

#### EMBLEM S-ICD SYSTEM 3

- Primero en dispositivo implantable subcutaneo.
- Compatible MRI.

Protege a los pacientes en riesgo de paro cardiaco súbito (PCS) sin tocar el corazón ni la vasculatura y reduciendo así el riesgo de complicaciones asociadas con los desfibriladores-cardioversores implantables transvenosos (DCI-TV) convencionales.

### RESINCRONIZADORES

#### FAMILIA DYNAGEN CRT-D

#### FAMILIA DYNAGEN CRT-D X4

- Batería de longevidad extendida.

Cardiodisfibrilador con resincronizador automático implantable bicameral con terapia escalonada para el tratamiento de taquicardias ventriculares e insuficiencia cardíaca.

### CATÉTERES

#### BLAZER II XP 4

#### BLAZER PRIME

#### CHILI

#### BLAZER DX 20

#### STEEROCATH DX

#### POLARIS DX

- De ablación por temperatura bidireccional.
- De ablación unidireccional.
- Irrigado bidireccional.
- De diagnostico duodecapolar bidireccional.
- De diagnostico bidireccional.
- De diagnostico Unidireccional.



1

ACCOLADE



2

DYNAGEN MINI



3

EMBLEM S-ICD



4

BLAZER II XP

## CARACTERÍSTICAS

### DILATACIÓN

#### UROMAX

- Balón de alta presión: balón de dilatación ureteral con jeringa leeven.

#### NAVIGATOR

- Vaina de acceso ureteral con dilatador, cobertura hidrofílica.

#### NAVIGATOR HD

- Vaina de acceso ureteral con dilatador y cobertura hidrofílica.

### EXTRACCIÓN DE CÁLCULO

#### ZERO TIP

- Canastilla para extracción de cálculo de nitinol, sin punta cateter de 1.9fr.

#### OPTIFLEX

- Canastilla para extracción de cálculos de nitinol, sin punta, 1.3 Fr, recomendado ureteroscopio flexible.

#### SEGURA

- Canastilla para extracción de cálculo hilo plano, de acero, cateter de 3fr.

#### GEMINI

- Canastilla para extracción de cálculo de nitinol, con doble hilo y forma helicoidal, cateter de 3fr.

#### STONE CONE

- Coil de nitinol para evitar la migración de cálculo de 7 o 10mm de diametro.

### STENT URETERAL

#### PERCUFLEX

- Doble jota con hidroplus extremos abiertos, de 4.8, 6 y 7fr, durómetro 1 años sin calcificar.

#### POLARIS LOOP

- Doble jota con hidroplus extremos abiertos, de 4.8, 6 y 7fr, durómetro 1 años sin calcificar.

#### POLARIS ULTRA

- Doble j, cobertura hidrofílica, extremos abiertos, menor irritabilidad en vejiga.

### INCONTINENCIA

#### OBTRYX

- Sling transobturador con agujas curvas o en halo.

#### LYNX

#### ADVANTAGE

- Sling suprapubico.
- Sling transvaginal.

### RESECCION PROSTATA

#### STORZ CUT LOOP

- Ansa de resección para equipo storz, circun/acmi.

#### WOLF CUTING LOOP

- Rollerball para equipo wolf.

#### UROVAC

- Evacuador de próstata de silicona.

### NEFROSTOMIA PERCUTANEA

#### NEPHROMAX

- Kit de nefrostomía.

### CATETER URETERAL

#### OPEN-END

- Cateter para inyectar contraste.

### GUIAS

#### SENSOR DUAL FLEX

#### ZEBRA

- Hidrofílica teflonada de 0.35
- Hidrofílica.



# Techno Health

MEJORAMOS VIDAS