


CATÁLOGO DE UROLOGÍA



**Techno
Health**
MEJORAMOS VIDAS

MEJORAMOS VIDAS

OFICINA CÓRDOBA

Paraguay 970 (esq. Pueyrredon) Piso 1° B
Córdoba - 5000 - Argentina

Tel./Fax: +54 (351) 446 4426

+54 (351) 460 9964

Cel.: +54 (351) 210 0088

Email: cotizaciones@technohealth.com.ar

Email: info@technohealth.com.ar

OFICINA SANTA FE

Urquiza 3225 Piso 5 A
Santa Fe - 3000 - Argentina

Tel./Fax: +54 (342) 456 3701

Cel.: +549 (342) 511 6161

Email: administracionstafe@technohealth.com.ar

Techno Health

Company Authorized by

**Boston
Scientific**

Urología (URO)

STENT URETERAL (DOBLE J)

PERCUFLEX · UPN: M0061752530

Doble jota con hidropilus extremos abiertos, de 4.8, 6 y 7fr, durómetro 1 años sin calcificar.

POLARIS LOOP ·


Doble jota con hidropilus extremos abiertos, de 4.8, 6 y 7fr, durómetro 1 años sin calcificar.

POLARIS ULTRA ·

Doble j, cobertura hidrofílica, extremos abiertos, menor irritabilidad en vejiga.

AXXES ·

Cateter ureteral open end 6fr (2.0mm).



GUÍAS

SENSOR DUAL FLEX · UPN : M0066703081


Hidrofílica teflonada de 0.35.

ZEBRA · UPN : M0066701121

Hidrofílica.

OPEN-END · UPN: M0064001300

Cateter para inyectar contraste.



EXTRACCIÓN DE CÁLCULO (CANASTILLAS)

ZEROTIP · UPN: M0063901010

Canastilla para extracción de cálculo de nitinol, sin punta cateter de 1.9fr.

OPTIFLEX ·


Canastilla para extracción de cálculos de nitinol, sin punta, 1.3 Fr, recomendado ureteroscopio flexible. 4 diámetros de apertura gradual.

SCAPE-UPN · UPN: 0063902000

Canastilla para extracción de calculo de 4 hilos de 1,9fr resistente al laser con 2 diámetros de apertura gradual de 11mm y 15mm.

STONE CONE · UPN: M0063903100

Coil de nitinol para evitar la migración de cálculo de 7 o 10mm de diametro.



DILATACIÓN

UROMAX · UPN: M0062251000



Balón de alta presión: balón de dilatación ureteral con jeringa leeven.

NAVIGATOR · UPN: M0062502020

Vaina de acceso ureteral con dilatador, cobertura hidrofílica.

NAVIGATOR HD


Vaina de acceso ureteral con dilatador y cobertura hidrofílica.



Urología (URO)

NEFROSTOMIA PERCUTANEA (NLP)

NEPHROMAX · UPN: M0062101180
Kit de nefrostomía.



DILATACION RENAL RIGIDA AMPLATZ ·

Set de dilatadores renales secuenciales de 8 hasta 30fr, incluye vaina dilatador de 8 a 10fr.

DILATADORES RENALES · UPN: M0062601010

Secuenciales individuales de 8 a 30fr x 35cm.

VAINAS DE ACCESO AMPLATZ INDIVIDUALES · UPN: M0062601450

Individuales de 14 a 34fr x 17cm.

SET DE VAINAS DE ACCESO · UPN: M0062601500

Radiopacas amplatz de teflon de 24 a 30fr x 17cm.

SET DE DILATADORES RENALES · UPN: M0062602500

Secuenciales de 24 a 30fr incluye vaina/dilatador de 8 a 10fr.

RESECCION Y BIOPSIA DE PROSTATA

STORZ CUT LOOP · UPN : M0068802231

Ansa de resección para equipo storz, circon/acmi.

WOLF CUTING LOOP · UPN : M0068802431

Rollerball para equipo wolf.

UROVAC · UPN: M0067301251


Evacuador de próstata de silicona.

ROLLERBALL ·

Bola rodante para hemostática para receptoscopia storz y olympus de un vástago o doble de 3mm y 24,26 y 27fr.

FORCEPS PIRANHA · UPN: M0065051600

Pinza para biopsia ureteroscópica de 3fr flexible 1,1mm/115 cm.



ASA DE RESECCION VESICAL · UPN: M0065051701

Modelo **WOLF**, 24fr.

ASA DE RESECCION · UPN: M0065051621

Modelo **OLYMPUS**, box por 10 unidades.

ASA DE RESECCION · UPN: M0065051631

Modelo **STORZ**, box por 10 unidades.

INCONTINENCIA PROLAPSO (SALUD FEMENINA)

OBTRIX · UPN: M0068505000

Sling transobturador con agujas curvas o en halo.

LYNX · UPN: M0068503000


Sling suprapúbico.

UPHOLDE LITE CAPIO SLING · UPN: M0068318170

Malla para prolapso anterior y apical con sistema capio de sutura y fijación al ligamento sacro espinoso.

ADVANTAGE ·

Sling retropúbico.



MEJORAMOS VIDAS

